

原创技术，  
值得信赖



微型肾镜


Lahme 15 / 18 Fr.

最小镜鞘尺寸，最高稳定性

## Lahme 15 / 18 Fr.

Lahme 低压持续冲洗经皮微型肾镜  
包括：

内窥镜及配件	
	<b>PANOVIEW</b> 手术内窥镜 · 视向角 12° · 外径 12 Fr. · 工作长度 225 mm · 带横向偏移目镜 · 6 Fr. 工作通道 · 带密封膜的自动阀 ..... 8968.421 还包括： 无菌通用密封阀 · 每包 5 个 ..... 4712348
	<b>持续冲洗镜鞘</b> · 圆形 · 工作长度 205 mm · 带可旋转冲洗环 · 末端直型 · 自动锁定机构 15 Fr. .... 8968.001 18 Fr. .... 8968.011
	<b>闭孔器</b> · 中空 用于镜鞘 8968.001 ..... 8968.101 用于镜鞘 8968.011 ..... 8968.111
	<b>Amplatz 镜鞘</b> · 18 Fr. · 工作长度 150 mm ..... 8968.041

进入器械	
	<b>扩张器</b> · 工作长度 320 mm · 用于 “一步式” 扩张 · 不锈钢 12 Fr. · 适用于 15 Fr. 镜鞘 ..... 8968.012 15 Fr. · 适用于 18 Fr. 镜鞘 ..... 8968.015

器械	
	<b>取石钳</b> · 直径 2.0 mm · 工作长度 365 mm · 带过载保护 · 鼠牙形 ..... 8968.601
	<b>三叉取石钳</b> · 直径 2.0 mm · 工作长度 365 mm ..... 8968.671 还包括： 备用三叉取石钳 ..... 8968.675
	<b>声碎石探杆</b> · ø 1.9 mm, 344 mm ..... 8962.519
	<b>“HySafe” 抓钳</b> · 鳄鱼嘴 · 6 Fr. · 工作长度 410 mm ..... 8968.6802
	<b>Lithoclast 探头</b> · ø 2.0 mm, 工作长度 425 mm ..... 8742.004

- 首款专为微创经皮肾镜取石术 (Mini-PCNL) 研发的微型肾镜：原创技术，值得信赖
- 体外震波碎石术 (ESWL) 替代方案，治疗较大肾下盏结石
- 儿童和青少年同样适用
- 不锈钢扩张器，实现省时的 “一步式” 扩张
- 镜鞘和内窥镜之间的自动锁定机构
- 工作通道自动密封，确保快速安全地引入辅助器械
- 使用钛和不锈钢，最大程度缩小镜鞘尺寸和保证坚固的结构

欢迎咨询经皮肾镜取石术一次性套件的信息。

