


新一代硬性支气管镜



TEXAS

最先进的光学一体式硬性支气管镜

TEXAS

光学全集成硬性支气管镜

TEXAS 光学全集成硬性支气管镜通过与 Garrett Walsh 博士*的密切合作共同设计而成，用于诊断性和治疗性支气管镜检查应用，如活检、肿瘤切除、异物清除以及支架置入和拆除。集成的内窥镜额外添加了一层保护，配有独立的光学镜通道和仪器通道。

- 内窥镜直接集成于支气管镜镜管中，始终能够提供最佳视野。
- 持续的可见视野使插管更加轻松。
- 通过集成的冲洗通道可在手术过程中冲洗被分泌物或血液污染的内窥镜远端镜头。
- 可在不同支气管镜镜管间轻松切换。
- 可与相似用途的所有夹钳兼容，配备软性支气管镜即可满足混合应用需要（硬镜操作和软镜操作）。
- 可快速改变异物钳等所用器械的配套部件，始终处于光学视野中。



TEXAS 半软性内窥镜

视向角 17°，带集成式镜头冲洗和保护鞘

(15208.289) 82510.1400

TEXAS 支气管镜镜管



尺寸/内径	外径	工作长度	型号
6 mm	10 mm	305 mm	82520.0641
8 mm	12 mm	310 mm	82520.0841
8 mm	12 mm	310 mm	82520.0842**
10 mm	14 mm	318 mm	82520.1041
12 mm	16 mm	325 mm	82520.1241
14 mm	18 mm	330 mm	82520.1441

异物钳，

带鳄鱼嘴 8280.41

通用钳 8280.42

活检钳 8280.43

抓钳，

用于软质异物 8280.47

激光导管 82510.0011

喷射通气束喷嘴

包括鲁尔接头

(15401.071) 8238.5021

通用锁帽 8020.15

导光束，

2.3 m long 8061.253

* Garrett Walsh 博士是美国德克萨斯州休斯顿的德州大学安德森癌症中心的心胸外科教授

** 不带远端视窗

