


清洁用品



消毒灭菌篮


在运输、储存、机械后处理和灭菌过程中，安全存放镜子

消毒灭菌篮



在运输、储存、机械后处理和
灭菌过程中，安全存放镜子



spirit of excellence



- **3 种长度**
适用于几乎所有的内窥镜
- **运输**
弹性硅胶支撑条可为瞄准镜提供完美保护，使其免受消毒灭菌篮的震动与撞击
- **极小的支撑接触面积**
采用点支撑设计，可彻底清洁瞄准镜



消毒灭菌篮

用于机械后处理和灭菌过程。

宽度：59 mm · 高度：54 mm ·

长度：

287 mm, 255 g 38020.111

471 mm, 355 g 38021.111

610 mm, 410 g 38022.111

球形固定器

用于消毒灭菌篮

UE = 20 件 38015.001

