



超细输尿管肾镜  
4.5/6.5 Fr.

# 超细输尿管肾镜

## 4.5/6.5 Fr.

鉴于不断增长的客户需求和激光碎石术的快速发展，R. Wolf 作为业界输尿管肾镜种类最全的制造商，决定开发一款全新的超细输尿管肾镜。

超细输尿管肾镜不仅适用于小儿泌尿外科，还可用于成人结石治疗。

本产品是目前市面上最细的纤维输尿管肾镜，其美观的外形令人称道，但其亮点远不止此。

器械小巧的尺寸非常有利于插入，操作简易。尽管使用了银丝网工艺做表面，但其呈半硬性，质地坚固。

产品的优势不单在于其仅 4.5 Fr. 的极小末端尺寸，此外，它还能提供优质清晰的内窥镜图像，同时具有非常出色的回水性能。

椭圆形冲洗和探针通道既可确保实现最佳冲洗，又能确保为所需器械预留足够空间。

因其小巧的尺寸，用户还可执行“基本输尿管肾镜检查”。必要时可省去提前放置输尿管导管的步骤，节省时间与成本。

这款独一无二的超细输尿管肾镜可用于在任意地点执行尿路诊疗。产品与激光或 LithoClast® 结合用于小儿泌尿外科时，优势突出。

器械具有多项卓越特性，让您尽享极致体验。

### 多重应用示例：

- 利用激光光纤治疗结石
- 利用 LithoClast 探针治疗结石
- 利用取石网篮治疗结石
- 用于婴幼儿、儿童和青少年结石治疗



# 超细输尿管肾镜 4.5 / 6.5 Fr.



spirit of excellence

## 订购信息

### 纤维输尿管肾镜

“E-line”一体化纤维输尿管肾镜·  
远端 4.5 Fr·镜鞘 6.5 Fr·视场角 5°·带侧目镜·椭圆形  
冲洗和器械通道 3.3 Fr·可高温高压灭菌  
WL 315 mm ..... 8701533  
WL 430 mm ..... 8701534

### 推荐配件

**手柄**  
超细输尿管肾镜 ..... 8702.261

**软性异物钳·**  
鳄口·3 Fr·工作长度 = 530 mm ..... 828.605

**软性活检钳·**  
鳄口·3 Fr·工作长度 = 530 mm ..... 829.603

**取石器·四叉·可重复使用·**  
2.4 Fr·工作长度 = 910 mm ..... 8741.201

**纽扣式电凝**  
3 Fr·工作长度 = 920 mm ..... 8741.80

**输尿管肾镜后处理篮筐·**  
包括器械支架·  
640 x 132 x 74 mm ..... 38045.111

**输尿管和上尿路的压力控制扩张**  
**URO-PUMP 2224 套件** ..... 2224.001

**Endocam 控制主机 5520**  
也可以搭配标准摄像头和泌尿外科摄像头使用 .....  
5520.201

**遥控器** ..... 5520.401

**1 CCD 摄像头**  
斜式线缆出口·可高温高压灭菌。 ..... 85520.902

**微型 RIWO 镜头·带锁定机构和 RW-mount 螺纹·**  
f = 17 mm, 可高温高压灭菌 ..... 85264.171

**LP 5132 光源套件**  
300 W 氙光源 ..... 5132.0021

### 导光束

直径 2.5 mm·长度 2300 mm ..... 8061.253

### 19 “平板显示器

清晰的内窥镜成像 ..... 5370.019  
适用于以上所有配件：  
**底座** ..... 5370.0190

### 体内碎石系统

**MegaPulse 基础套件·钬 YAG 激光器·**  
用于膀胱、输尿管和肾结石激光碎石的台式设备·包  
含配件 ..... 22850010

### MegaPulse 碎石激光器激光光纤·

一次性使用 (每包 5 个)  
230 μm ..... 48750123  
365 μm ..... 48750136  
600 μm ..... 48750160

### MegaPulse 碎石激光器激光光纤·

可重复使用 (每包 5 个)  
230 μm ..... 8750123  
365 μm ..... 8750136  
600 μm ..... 8750160

**LithoClast® 2 套件·**用于整个尿路的气动碎石·配备  
来自 Dräger 的欧洲标准电源线和压缩空气管·以供  
应中央压缩空气 ..... 2292005  
(其他电源线和压缩空气接头应要求提供)

### LithoClast® 探针

直径 0.8 mm·短  
适用于 8701533 ..... 8742.021  
直径 0.8 mm, 长  
适用于 8701534 ..... 8742.001

### 导向器

推荐用于 LithoClast® 手柄与  
输尿管肾镜结合使用 ..... 8702.251

