

极致精度 “针” 体验



ERAGON *stitch*

用于腹腔镜手术的符合人体工程学设计的持针器



DESIGN
AWARD
2017



5013

用于腹腔镜手术的三段式模块化持针器 ERAGONstitch 重新定义了腹腔镜缝合器械领域的人体工程学概念。

作为久经考验的著名 ERAGONmodular 产品系列的最新成员，它涵盖了所有个人用户的期待，其人体工程学手柄有两种不同的版本、两种鞘管直径、三种工作长度和五种不同的钳芯设计。

感受非凡

■ 人体工程学设计

两种 ERAGONstitch 手柄可随时提供轻松的手部定位，因而具有最佳的操作舒适度。手柄轴与手部解剖结构相匹配，带来舒适的操控性。

精度

- 新开发的钳芯结构具有更高的精度。
- 力的传递一致，可靠控制针头
- 精确自动复位，新型钳芯结构可为弯针提供自动复位功能。



ERAGONmodular — 腹腔镜工具箱

作为 ERAGON 产品系列的新成员，ERAGONstitch 可无缝集成到现有的工具箱概念中。

模块化

- 通用性
三部分结构让您自行组装理想的持针器。
- 足您的需求
不同工作长度的 3.5 mm 和 5 mm 器械可

■ 简易操作

全新的开关棘轮机构完全直观地操作，非常容易锁定和释放，无需额外的控制元件。

■ 实践证明

采用 ERAGON 经典的 “-click-it” 机构，便于拆装单个组件。



ERAGONstitch 的设计在 2017 年获得 IF 工业设计奖，凸显了其重新定义腹腔镜缝合器械领域人体工程学概念的成就。



具有细密几何结构的新型钳口

ERAGON^{stitch} 提供的自定义组合选项，可以满足任何用户需求。它将人体工程学，多功能性，模块化和精确性结合在一起，为舒适性树立了新的标准。



持针器钳芯		鞘管, Ø 3.5 mm		手柄		成套器械 • 钳芯 • 鞘管 • 手柄
		工作长度 240 mm	工作长度 330 mm	开关棘轮机构, 单开		
				轴向	角度	
	类型	8390533	8391533	8393943	8393944	订购号码
持针器钳芯	8391505	•		•		83915053
		•			•	83915054
	8391506		•	•		83915063
直型			•		•	83915064

持针器钳芯		鞘管, Ø 5.0 mm		手柄		成套器械 • 钳芯 • 鞘管 • 手柄
		工作长度 330 mm	工作长度 450 mm	开关棘轮机构, 单开		
				轴向	角度	
ERAGON ^{stitch}	类型	8393533	8394533	8393943	8393944	订购号码
持针器钳芯 直型	8393507	•		•		83935073
		•			•	83935074
	8394507		•	•		83945073
			•		•	83945074
持针器钳芯 直型, 窄	8393508	•		•		83935083
		•			•	83935084
	8394508		•	•		83945083
			•		•	83945084
持针器钳芯 直型, 提供自动复位功能	8393509	•		•		83935093
		•			•	83935094
	8394509		•	•		83945093
			•		•	83945094

持针器钳芯		鞘管, Ø 5.0 mm		手柄		成套器械 • 钳芯 • 鞘管 • 手柄
		工作长度 330 mm	工作长度 450 mm	开关棘轮机构, 单开		
				轴向	角度	
ERAGON ^{stitch}	类型	8393533	8394533	8393943	8393944	订购号码
持针器钳芯 右弯	8393518	•		•		83935183
		•			•	83935184
	8394518		•	•		83945183
			•		•	83945184
持针器钳芯 左弯	8393519	•		•		83935193
		•			•	83935194
	8394519		•	•		83945193
			•		•	83945194



用于人工及机械后处理:

冲洗适配器

Ø 9 mm, 长度 64 mm

用于非绝缘护套管 163503

ERAGON^{stitch}

极致精度 “针” 体验

RICHARD
WOLF 

spirit of excellence



规格如有更改，恕不另行通知。

B822en160519

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙旺角弥敦道700号
弥敦道700号18楼1805-1806室

电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迦夫医疗器械贸易(上海)有限公司
上海吴淞路218号宝矿国际大厦1107室
邮编: 200080

电话: +86 21 6325 7830
传真: +86 21 5651 2336
电邮: shanghai@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

